



Guidelines for testing Vacuum oven

Draft of guidelines testing vacuum oven

TM/GT01/TT001/V01

September 2019

THERMOMETRY AND PROMETRY METROLOGY DEPARTMENT
NATIONAL INSTITUTE OF METROLOGY (THAILAND)



สารบัญ

ขอบข่าย	2
คำนิยาม	2
การตรวจสอบเบื้องต้น	3
การทดสอบ	4
การประเมินค่าความไม่แน่นอน	5
การรายงานผล	6
เอกสารอ้างอิง	6
ภาคผนวก ก	7
ภาคผนวก ข	9

Draft of guidelines testing vacuum oven

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 เอกสารนี้เป็นแนวทางการทดสอบดั่งนั้น รายละเอียดเนื้อหาของเอกสารนี้จึงไม่สามารถนำไปบังคับใช้เช่นเดียวกับข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติการ
- 1.2 เอกสารนี้เป็นแนวทางการทดสอบเพื่อใช้ทดสอบค่าความถูกต้องตัวแสดงผลอุณหภูมิของเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) รวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของเตาอบสุญญากาศ ให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ

2. ขอบข่าย

เอกสารฉบับนี้ใช้เป็นแนวทางในทดสอบหาค่าความถูกต้องตัวแสดงผลอุณหภูมิของเตาอบสุญญากาศขณะที่ไม่มีโหลด พร้อมคุณสมบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ทำการทดสอบบนภาคความร้อนของเตาอบสุญญากาศในช่วงอุณหภูมิ 20 °C ถึง 65 °C หลังจากให้อุณหภูมิอยู่ในสภาวะคงที่ในช่วงความดัน 0 inHg ถึง -30 inHg พร้อมคุณสมบัติของเตาอบสุญญากาศในเอกสารนี้หมายถึง ความเสถียรเชิงเวลา (stability) ความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่ (uniformity) การแปรผันรวม (Overall variation)

3. นิยาม

- 3.1 **ความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่ (Temperature Uniformity)** – ผลต่างที่มีค่ามากที่สุดของการวัดอุณหภูมิบนภาคความร้อนที่หัววัดใด ๆ เมื่อเทียบกับหัววัดอ้างอิงในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของการบันทึกผล หากเป็นไปได้ควรพิจารณารูปแบบของอุณหภูมิภายในเตาอบสุญญากาศอยู่ในสภาวะคงที่ โดยหัววัดอ้างอิงติดตั้งในตำแหน่งกึ่งกลางบนภาคความร้อนของเตาอบสุญญากาศ
- 3.2 **ความเสถียรเชิงเวลา (Temperature Stability)** – ผลต่างที่มากที่สุดของการวัดอุณหภูมิบนภาคความร้อนที่หัววัดใดหัววัดหนึ่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ภายหลังจากเครื่องมือเข้าสู่สภาวะคงที่หรือหลังจากครบรอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์หรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน การตรวจสอบเฉพาะของเวลาเสถียรเชิงเวลาที่ตำแหน่งใด ๆ ภายในเตาอบสุญญากาศ ควรบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกำหนดรูปแบบความเสถียรของอุณหภูมิในเตาอบสุญญากาศ ภายใต้อุณหภูมิของเครื่องมือ
- 3.3 **การแปรผันรวม (Overall Variation)** – ผลต่างระหว่างอุณหภูมิที่มากที่สุดเทียบกับอุณหภูมิต่ำสุดของหัววัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งใด ๆ บนภาคความร้อนตลอดช่วงเวลาของการทดสอบ
- 3.4 **อุณหภูมิที่แสดงผล (Indicating Temperature)** – ค่าเฉลี่ยจากการอ่านค่าของอุปกรณ์แสดงผลของเตาอบสุญญากาศ หากเตาอบสุญญากาศมีเพียงอุปกรณ์สำหรับการตั้งค่า สามารถนำมาพิจารณาว่าเป็นอุปกรณ์แสดงผลอุณหภูมิได้
- 3.5 **อุณหภูมิที่ถูกวัด (Measured Temperature)** – ค่าเฉลี่ยการอ่านของหัววัดอุณหภูมิที่ตำแหน่งใด ๆ
- 3.6 **พื้นที่การใช้งาน (Working space)** – พื้นที่บนภาคความร้อนภายในเตาอบสุญญากาศซึ่งแวดล้อมด้วยหัววัดอุณหภูมิที่ติดตั้งอยู่ การทดสอบจะยอมรับได้เฉพาะพื้นที่ทดสอบที่ครอบคลุมโดยหัววัดอุณหภูมิที่ถูกต้องติดตั้งตามข้อกำหนดของแนวทางนี้

- 3.7 **สภาวะคงที่ (Steady State)** – การทำงานของเครื่องมือวัดหรือระบบวัด ที่ทำให้ความสัมพันธ์ที่ได้มาโดยการทดสอบยังคงใช้ได้อยู่เสมอแม้ว่าสิ่งที่เจตนาวัดจะเปลี่ยนแปลงตามเวลา
- 3.8 **ความผันผวน (Fluctuation)** – การเปลี่ยนแปลง (จากค่าเฉลี่ย) ของอุณหภูมิหลังจากเข้าสู่สภาวะคงที่ ณ จุดที่ระบุภายในพื้นที่ใช้งานในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถวัดได้จากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือส่วนเบี่ยงเบนมากที่สุด
- 3.9 **หัววัดอุณหภูมิมาตรฐาน (Standard Sensor)** – หัววัดอุณหภูมิแบบความต้านทานหรือเทอร์โมคัปเปิลที่หุ้มด้วยวัสดุนำความร้อนผิวสัมผัสด้านหน้าเรียบสามารถสัมผัสกับอุณหภูมิของเตาอบสุญญากาศได้ดี

4. การตรวจสอบเบื้องต้น


- ก่อนเริ่มทดสอบควรตรวจสอบการปิดผนึกของฝาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตามเงื่อนไข ข้อบกพร่องที่พบควรได้รับการบันทึกและประเมินเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเตาอบสุญญากาศ
- ตลอดระยะเวลาการทดสอบ อุณหภูมิโดยรอบภายนอกควรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่เกิน 10°C รอบ ๆ ระยะห่างไม่เกิน 2 เมตร จากเตาอบสุญญากาศ ทำการบันทึกก่อนเริ่มตรวจสอบและหลังตรวจสอบ หากอุณหภูมิแตกต่างกันมากขึ้นมากกว่า 10°C ควรแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในเตาอบสุญญากาศ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเตาอบสุญญากาศควรมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากกว่า 10% หรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นจากผู้ผลิต
- ความพร้อมของระบบควบคุมที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ถูกทดสอบซึ่งเป็นส่วนประกอบของเตาอบสุญญากาศ
- ความพร้อมของเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหัววัด ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งและข้อมูลเฉพาะของหัววัดอุณหภูมิ ลักษณะชนิดของฉนวนที่ทำให้อุณหภูมิมีความเสถียรเชิงเวลาตามที่ต้องการ
- ตัวแสดงผลค่าความดันภายในของเตาอบสุญญากาศต้องอยู่ในสภาวะที่ใช้งานได้
- ความสามารถในการรักษาค่าความดันภายในเตาอบสุญญากาศ
- ตรวจสอบระบบในการลดความดันภายในเตาอบสุญญากาศและตรวจสอบการรั่วของระบบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ กรณีที่ทำการทดสอบที่ค่าความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ

5. การทดสอบ

ดำเนินการวัดค่าอุณหภูมิบนภาตให้ความร้อนภายในเตาอบสุญญากาศ เพื่อทราบค่าผิดพลาดของการแสดงผลค่าอุณหภูมิของเตาอบสุญญากาศ จำนวนหัววัดอุณหภูมิที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 5 หัววัด โดยตำแหน่งการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิแสดงในรูปที่รูปที่ 1 การจัดเรียงหัววัดอุณหภูมิบนภาตความร้อนในพื้นที่ที่ทดสอบขณะที่หัววัดอุณหภูมิที่ใช้อ้างอิงถูกติดตั้งที่จุดกึ่งกลางของพื้นที่ที่ทดสอบ การทดสอบควรเริ่มจากการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการทดสอบเป็นลำดับแรก จากนั้นทำการปรับความดันภายในตามที่ต้องการทดสอบ ก่อนบันทึกผลต้องมั่นใจว่าความอุณหภูมิอยู่สภาวะคงที่ หากลูกค้าต้องการให้ทดสอบที่ตำแหน่งอื่น ๆ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องมั่นใจว่าพื้นที่ที่ทดสอบนั้นได้ถูกกำหนดตำแหน่งในการวัดของหัววัดอุณหภูมิตามข้อแนะนำนี้แล้ว ค่าที่เกินกว่าช่วงการใช้งานสำหรับเตาอบสุญญากาศจะเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจากที่แนวทางนี้ได้แนะนำไว้

หมายเหตุ หลังจากปรับค่าความดันอุณหภูมิภายในจะมีการเปลี่ยนแปลง ควรรอให้อุณหภูมิในอยู่ในสภาวะคงที่ก่อนที่จะทำการบันทึกผล หากการทดสอบกระทำที่ค่าความดันไม่ได้ใช้งาน ค่าอุณหภูมิที่อ่านได้อาจมีความแตกต่างเนื่องจากค่าความดันที่ไม่เท่ากัน

- 5.1 ตำแหน่งของหัววัดอุณหภูมิสำหรับการทดสอบจะขึ้นอยู่กับพื้นที่บนภาตความร้อนโดยกำหนดให้ติดตั้งที่ตำแหน่งมุมต่าง ๆ และกึ่งกลางของพื้นที่ทดสอบ หัววัดอุณหภูมิควรห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 5 ซม. ขณะที่หัววัดอุณหภูมิอ้างอิงจะติดตั้งที่ตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ที่ทดสอบ กรณีภาตความร้อนมีขนาดใหญ่ ควรพิจารณาเพิ่มหัววัดอุณหภูมิในสัดส่วนเท่า ๆ กันพิจารณาจากระยะกึ่งกลางของความห่างระหว่างมุมต่าง ๆ



รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างการติดตั้งหัววัดอุณหภูมิบนภาตความร้อน 5 หัววัด

- 5.2 การติดตั้งหัววัดอุณหภูมิในตัวกลาง (ของเหลว ของแข็ง) ภายในเตาอบสุญญากาศ ควรติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถตรวจวัดอุณหภูมิแกนกลาง (Core temperature) หรือตามที่ผู้ใช้งานกำหนด
- 5.3 ค่าความดันควรบันทึกผลจากตัวแสดงผลที่ติดตั้งมากับเตาอบสุญญากาศ
- 5.4 การทดสอบคุณสมบัติของเตาอบสุญญากาศ เช่น ความเสถียรเชิงเวลา (stability) ความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่ (uniformity) ควรกระทำในสภาวะไม่มีโหลด

- 5.5 ก่อนการบันทึกผล ต้องมั่นใจว่าค่าอุณหภูมิภายในเตาอบสูญญากาศอยู่ในสภาวะคงที่ ในกรณีที่ทดสอบที่ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ สภาวะคงที่ของอุณหภูมิภายในเตาอบสูญญากาศนั้น อาจต้องใช้เวลานานกว่าการทดสอบที่ความดันบรรยากาศ
- 5.6 ค่าความดันภายในเตาอบสูญญากาศอาจส่งผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากหัววัดอุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ กรณีที่ค่าความดันขณะตรวจสอบต่างจากค่าความดันที่ใช้งาน อาจทำให้ค่าอุณหภูมิภายในมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามหากต้องการทราบถึงผลกระทบดังกล่าว ควรทำการวัดอุณหภูมิที่สองความดันเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิ

6. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนในการทดสอบ

การทดสอบเตาอบสูญญากาศต้องพิจารณาพารามิเตอร์ที่ปรากฏไม่น้อยกว่านี้ ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหลักของประเมินความไม่แน่นอน (Uncertainty Budget) โดยได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในภาคผนวก ก

- การกระจายของอุณหภูมิอากาศภายในพื้นที่ที่กำหนด (Air temperature spatial distribution in the specified area)
- ความเสถียรเชิงเวลาของอุณหภูมิในช่วงระหว่างการวัด
- ความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กับเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ในการสอบเทียบ
- ผลกระทบของการแผ่รังสีที่สัมพันธ์กับสภาพการเปล่งรังสี (emissivity) ของหัววัดอุณหภูมิและขนาดของหัววัด (เช่น เส้นผ่านศูนย์กลาง > 4 mm., DKD-R-5-7 ข้อ 7.4) อาจมีสาเหตุจากอุณหภูมิที่แตกต่างกันของผนังของเตาอบสูญญากาศและอากาศในเตาอบสูญญากาศ สภาพการเปล่งรังสีอาจไม่ส่งผลกระทบในกรณีที่ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิในตัวกลาง
- ความไวในการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของหัววัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเมื่อติดตั้งในอากาศหรือในตัวกลาง (ของเหลว ของแข็ง) ภายในเตาอบสูญญากาศ รวมถึงระยะเวลาในการเข้าสู่สภาวะเสถียรของหัววัดที่ติดตั้งในตัวกลาง (ของเหลว ของแข็ง) จะใช้ระยะเวลานานกว่าการติดตั้งในอากาศ ดังนั้นต้องมั่นใจว่าการพิจารณาสภาวะคงที่ก่อนการบันทึกผลทำได้ถูกต้องเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบ
- อิทธิพลของการบรรจุไหลที่มีผลต่อความสม่ำเสมอเชิงพื้นที่และความเสถียรเชิงเวลาของอุณหภูมิตั้งแต่ความร้อน
- อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม
- ความละเอียดของตัวอ่าน
- ผลกระทบที่เกิดจากความดันภายในต่อค่าอุณหภูมิขณะทดสอบ

หมายเหตุ ห้องปฏิบัติการที่ทดสอบต้องอธิบายถึงองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนจากพารามิเตอร์ดังกล่าว ในบางกรณีการอ้างอิงมาตรฐานแห่งชาติอาจเพิ่มเติมข้อกำหนดเหล่านี้

7. การรายงานผลการทดสอบ

นอกเหนือจากรายละเอียดใบรายงานผลการทดสอบตามข้อกำหนดทั่วไปของ ISO/IEC 17025 ต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้

- ค่าเฉลี่ยของตัวแสดงผลของเตาอบสุญญากาศและค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่ตำแหน่งอ้างอิง
- รายละเอียดพารามิเตอร์การทำงานของเตาอบสุญญากาศระหว่างการตรวจสอบ (PID, อื่น ๆ)
- รายละเอียดพื้นที่ของการทดสอบ และระยะในการติดตั้งของหัววัดอุณหภูมิ (เช่น แสดงในรูปแบบแผนภาพ)
- กรณีที่การทดสอบกระทำโดยติดตั้งหัววัดอุณหภูมิบนภาตความร้อนหรือในตัวกลาง (ของเหลวของแข็ง) ภายในเตาอบสุญญากาศ ต้องมีการอธิบายรายละเอียดของตัวกลางให้ชัดเจน เช่น ชนิด ขนาด ตำแหน่งของหัววัดอุณหภูมิที่ติดตั้งในตัวกลาง
- ถ้าผลของการวัดอุณหภูมิถูกใช้เพื่อพิจารณาพารามิเตอร์อื่น เช่น ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิเชิงพื้นที่หรือความเสถียรของอุณหภูมิเชิงเวลา นั้น จำเป็นต้องระบุพารามิเตอร์ดังกล่าวให้ชัดเจน รวมถึงวิธีการคำนวณพร้อมกับความไม่แน่นอนในการทดสอบ
- ค่าความดันของตัวแสดงผลที่ติดมาพร้อมกับเตาอบสุญญากาศ

8. มาตรฐานอ้างอิง

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย

- DAKK-R 5-7: Calibration of Climatic Chambers (2004) English Translation (2007)
- G-20-1/02-08(E): Guidelines for calibration and Checks of Temperature Controlled Enclosures.
- IEC 60068 series on environmental testing, in particular
 - IEC 60068-3-5 – Environmental Testing – Part 3-5: (2001)
BS EN 60068 -3-5(2002) Confirmation of the Performance of Temperature Chambers.
 - IEC 60068-3-6 – Environmental Testing – Part 3-6: (2001)
BS EN 60068 -3-6(2002) Confirmation of the Performance of Temperature/Humidity Chambers.
 - IEC 60068-3-7 – Environmental testing – Part 3-7: (2001)
BS EN 60068 -3-7(2002) Measurements in Temperature Chambers for Tests A and B (with load)
 - IEC 60068-3-11 – Environmental Testing – Part 3-11: (2007) Calculation of Uncertainty of conditions in Climatic Test Chambers

ภาคผนวก ก

ความไม่แน่นอนการวัด (Measurement uncertainty)

1. ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิภายใต้พื้นที่ ๆ ทำการทดสอบ (Temperature uniformity / inhomogeneity) ความไม่สม่ำเสมอเชิงพื้นที่ (inhomogeneity) เป็นการพิจารณาจากค่ามากที่สุดของผลต่างของอุณหภูมิที่มุมในตำแหน่งที่วัดตามลำดับกับตำแหน่งอ้างอิง (ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งกึ่งกลางของพื้นที่ใช้งาน) โดยพิจารณาตามอุณหภูมิที่ตรวจสอบ การวัดความไม่สม่ำเสมอเชิงพื้นที่ จึงถูกนำไปใช้เป็นการประเมินความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากความไม่สม่ำเสมอ โดยพิจารณาการกระจายตัวของความน่าจะเป็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า
2. ความเสถียรของอุณหภูมิเชิงเวลา (temporal instability/stability)
ความไม่เสถียรของอุณหภูมิเชิงเวลาพิจารณาจากผลต่างที่มากที่สุดของการวัดอุณหภูมิที่หัววัดใดหัววัดหนึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีหลังจากเครื่องมือมีสภาวะคงที่หรือหลังจากครบรอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ โดยสภาวะคงที่ที่ถูกพิจารณาจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างเป็นระบบ

สำหรับผลการวัดของความไม่สม่ำเสมอเชิงเวลาจะทำการบันทึกผลไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง ภายในเวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งเวลาอาจแปรผันมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ตำแหน่งในการวัดอยู่ที่กึ่งกลางของพื้นที่ตรวจสอบหรือตำแหน่งอ้างอิงตามลำดับในแต่ละอุณหภูมิที่ทำกรสอบ โดยพิจารณาการกระจายตัวของความน่าจะเป็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

3. ผลกระทบของการแผ่รังสี
สามารถประมาณผลกระทบจากการแผ่รังสี พิจารณาได้จากอุณหภูมิของอากาศที่สามารถวัดได้ด้วยเทอร์โมมิเตอร์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรังสี (Radiation shield) สำหรับป้องกันอิทธิพลที่เกิดจากผนังอุปกรณ์ป้องกันรังสีนี้จะต้องมีการระบายอากาศ หรือถูกเตรียม และออกแบบเพื่อยอมให้เทอร์โมมิเตอร์มีอากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ เมื่อติดตั้งชุดป้องกันรังสีแล้วเทอร์โมมิเตอร์จะทำการวัดอุณหภูมิอากาศ (T_{shield}) ก่อน และอุณหภูมิอากาศหลังจากถอดอุปกรณ์ป้องกันรังสี ($T_{no shield}$) ออก โดยความแตกต่างที่ตรวจสอบได้ระหว่างการวัดทั้งสองถือเป็นการวัดผลของรังสีความร้อนในกรณีที่อุณหภูมิผนังเบี่ยงเบนจากอุณหภูมิอากาศที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของรังสี หรือที่เรียกกันว่าเป็น “อุณหภูมิเชิงแผ่รังสี” โดยอาจทำการวัดอุณหภูมิดังกล่าวในเวลาเดียวกันด้วยเทอร์โมมิเตอร์ที่เหมือนกันก็ได้ เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ

ในกรณีนี้ ผลต่างมากที่สุดของอุณหภูมิที่วัดได้เมื่อมีหรือไม่มี radiation shield จะใช้ในการประเมินค่าความไม่แน่นอนเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยตรงเลยดังสมการ

$$|\delta T_{radiation}| \leq \text{Max} |T_{shield} - T_{noshield}|$$

ดังนั้นสามารถประเมินค่าความไม่แน่นอนได้ดังสมการ

$$u(\delta T_{\text{radiation}}) = \frac{1}{\sqrt{3}} * \text{Max} |T_{\text{shield}} - T_{\text{noshield}}|$$

4. ผลกระทบของการโหลด

ตามขอบเขตของแนวทางเหล่านี้ต้องทดสอบโดยไม่ต้องโหลด อย่างไรก็ตามมาตรฐานและอุปกรณ์เสริมที่ใส่เข้าไปในเตาอบสุญญากาศระหว่างทดสอบควรพิจารณา ประมาณว่าประมาณ 20% ของความไม่สม่ำเสมอเชิงพื้นที่ ดังนั้นความไม่แน่นอนมาตรฐาน ผลเนื่องจากโหลดดังสมการ

$$|\delta T_{\text{Loading}}| \leq |T_{\text{Load}} - T_{\text{no load}}|$$

ในการประเมินความไม่แน่นอนเนื่องจากโหลดให้ใช้ค่า 20% ของความไม่สม่ำเสมอเชิงพื้นที่ของอุณหภูมิที่วัดได้ และกำหนดให้ความน่าจะเป็นของผลเนื่องจากโหลดมีการกระจายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังสมการ

$$u(\delta T_{\text{Loading}}) = \frac{0.2}{\sqrt{3}} * \text{Max} |T_{\text{Load}} - T_{\text{no load}}|$$

5. Self-Heating

เมื่อเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐาน ค่า self-heating ต้องถูกนำมาพิจารณาประกอบ เนื่องจากตัวกลางที่ใช้วัดเป็นอากาศซึ่งส่งผลต่อ self-heating ของเทอร์โมมิเตอร์ที่สอบเทียบด้วยตัวกลางเป็นของเหลวในอ่างควบคุมอุณหภูมิ สามารถใช้วิธีที่อ้างอิงตามเอกสารมาตรฐาน ASTM E664-11 โดยอธิบายแนวคิดไว้ในภาคผนวก ข

6. อิทธิพลของสภาวะแวดล้อม

สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างการสอบเทียบถูกระบุไว้ในใบรับรองการสอบเทียบ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเงื่อนไขของการสอบเทียบ หรือการเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ยอมรับได้ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตจะต้องได้รับการประเมินหากเกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือ หากเป็นไปได้ต้องมีการระบุถึงความไม่แน่นอนเพิ่มเติมสำหรับเงื่อนไขที่เบี่ยงเบน

7. ความละเอียดของตัวอ่าน

การเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของหน้าจอสแสดงผลสำหรับอุณหภูมิที่กำลังวัด เป็นความไม่แน่นอนที่มีลักษณะการกระจายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีค่าการกระจายไม่เกินครึ่งหนึ่งของความละเอียดของหน้าจอสแสดงผล

8. ผลกระทบของค่าความดันภายในต่อค่าอุณหภูมิ

การประมาณค่าผลกระทบของค่าความดันภายในที่มีผลกระทบต่อค่าอุณหภูมิ อาจมีค่าประมาณ 0.02 % ถึง 0.1% ต่อความดันที่เปลี่ยนแปลง 1 inHg ขึ้นอยู่กับช่วงอุณหภูมิ อย่างไรก็ตามควรจะหาผลกระทบนี้ด้วยการทำการทดสอบหรือวิธีการพิสูจน์ด้านอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าผลกระทบนี้ เป็นความไม่แน่นอนที่มีลักษณะการกระจายแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า



ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์เพื่อหา Self-heat ตาม ASTM E644-11

ในเอกสารนี้ ผลเนื่องจาก self-heating, °C ได้จากการคำนวณหา self-heating constant ในหน่วย mW/ °C จากสมการตาม ASTM E644-11 ข้อ 12.3.1.1 ในช่วงการวัดตั้งแต่ -80 °C ถึง 500 °C ของ Platinum Resistance Thermometer 100 Ω ดังนี้

$$\text{self-heating constant, mW/ } ^\circ\text{C} = S(P_2 - P_1) / (R_2 - R_1) \quad (1)$$

R_1 = ความต้านทานของเซนเซอร์ที่ power dissipation ต่ำที่สุด, Ω

R_2 = ความต้านทานของเซนเซอร์ที่ power dissipation สูงที่สุด, Ω

S = thermometer sensitivity (dR/dt) ที่อุณหภูมิอ้างอิงควบคุมอุณหภูมิ, Ω/ °C

P_1 = power dissipation ต่ำที่สุด, ($R_1 I_1^2$), mW และ

P_2 = power dissipation สูงที่สุด, ($R_2 I_2^2$), mW

$$\text{self-heating, } ^\circ\text{C} = P/h \quad (2)$$

P = Power ที่กระแส 1 mA ,W

h = self-heating constant, W/ °C

จากตัวอย่าง 1 หากต้องการหาค่า self-heating ของเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานที่อุณหภูมิ 25 °C เมื่อทราบว่าที่เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน 100 Ω มี sensitivity (S) = 0.4 Ω/ °C มีค่าความต้านทานของเทอร์โมมิเตอร์ที่กระแส 1 mA = 109.7305 Ω และค่าความต้านทานของเทอร์โมมิเตอร์ที่กระแส $\sqrt{2}$ mA = 109.7399 Ω ค่า $P_1 = R_1 I_1^2$ ที่กระแส 1 mA = 0.00011 W ค่า $P_2 = R_2 I_2^2$ ที่กระแส $\sqrt{2}$ mA = 0.000219 W ดังนั้น

self-heating constant จากสมการ (1) = 0.005 W/ °C

$$\text{self-heating, } ^\circ\text{C} = P/h = 0.00011 \text{ W} / (0.005 \text{ W/ } ^\circ\text{C})$$

$$= 0.02359 \text{ } ^\circ\text{C}$$

หรือสามารถใช้ค่า self-heating constant, mW/ °C จากการทดลองโดย มว. ภายใต้เงื่อนไขสำหรับเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน 100 Ω ที่แปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเทอร์โมมิเตอร์ ได้จากตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่า self-heating constant, mW/ °C

เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm.)	self-heating constant (W/ °C)
3	0.005
5	0.009